

Assembler Le Moule De Presse Cylindrique De Laboratoire

Numéro d'article: PMAC



Introduction

Obtenez un moulage fiable et précis avec le moule de presse cylindrique Assemble Lab. Parfait pour les poudres ultrafines ou les échantillons délicats, largement utilisés dans la recherche et le développement de matériaux.

[En savoir plus](#)

Modèle	ACGA-A	ACGA-B	ACGA-C	ACGA-D	ACGA-E
Matériel	ASSAB+17	Cr12MoV			
Dureté du pénétrateur	HRC68-HRC70	HRC60-HRC62			
Taille de l'échantillon	φ3/φ4/φ5/φ6/φ8/φ10 mm	φ12/φ13/φ15/φ18/φ20 mm	φ30/φ40 mm	φ50/φ60 mm	φ70/φ80 mm
Profondeur de la cavité	30 millimètres	40 millimètres	50 millimètres	55 millimètres	60 millimètres
Dimensions extérieures	φ43×93 mm	φ53×120 mm	φ73×133/φ95×133 mm	φ115×150/φ127×150 mm	φ153×180mm/φ180×180mm
Poids (kg)	0,75	1.2	3.8/6.3	14/20	30/40

D'autres tailles peuvent être personnalisées