

Broyeur De Tissus En Verre Homogénéisateur

Numéro d'article: KTG-1



Introduction

Les minuscules espaces et les légères bosses entre le tube de verre et le piston sont engagés, et un effet de broyage est produit lorsque le piston est tourné.

[En savoir plus](#)

Modèle	Longueur totale (mm)	Longueur givrée (mm)	Diamètre extérieur du tube (mm)	Diamètre intérieur de l'embouchure (mm)
0,5 ml	133	34	6	16
1ml	147	47	8	17
2ml	155	53.5	10	20
3ml	160	61.5	10	20
5ml	195	72	11	24
10ml	225	74	13	26
15ml	245	83	16	28
20ml	255	92	17	31.5
25ml	270	110	18	37
30ml	275	112	18	34
50ml	295	112	21	38