

# Bocal À Formol Pour Échantillon De Laboratoire Flacon D'échantillon Scellé

Numéro d'article: KTG-3



## Introduction

Les flacons à spécimens sont utilisés pour collecter et conserver les spécimens d'animaux et de plantes.

[En savoir plus](#)

Caractéristiques techniques	Hauteur totale	Hauteur du flacon	Diamètre de la bouteille	Diamètre du fond	Diamètre extérieur de l'embouchure de la bouteille
45*65mm	105 mm	78 mm	45	59 mm	44
45*90mm	132mm	106mm	45	59mm	54
45*120mm	168mm	136mm	45	58mm	54
45*150mm	189mm	165mm	45	60 mm	56
60*90mm	135 mm	105 mm	60	76 mm	68
60*120mm	170 mm	135mm	60	75mm	68
60*150mm	200mm	166 mm	60	75mm	69
60*180mm	228mm	196mm	60	74mm	69
75*90mm	140mm	104mm	75	95mm	85
75*120mm	172 mm	135 mm	75	92mm	87
75*150mm	200mm	166 mm	75	93mm	87
75*180mm	230mm	198mm	75	94mm	84
90*90mm	146 mm	105 mm	90	109mm	98
90*120mm	183mm	136mm	90	109mm	98
90*150mm	205mm	165mm	90	111mm	101
90*180mm	233mm	198mm	90	109mm	98