

# 10L Circulateur De Refroidissement Bain De Réaction À Température Constante Et Basse Température

Numéro d'article: KCP-10



## Introduction

Procurez-vous le circulateur de refroidissement KinTek KCP 10L pour les besoins de votre laboratoire. Avec une puissance de refroidissement stable et silencieuse jusqu'à -120°C, il fonctionne également comme un bain de refroidissement unique pour des applications polyvalentes.

[En savoir plus](#)

Modèle	Volume de liquide	Température de travail.	Capacité de refroidissement	Débit de la pompe	Temp. La stabilité	Orifice de tuyau	Dimensions (mm)
KCP10-10	10L	-12-5°C	1825-820W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	580*450*730
KCP10-20		-23-5°C	2100-780W				
KCP10-25		-26-5°C	2170-780W				
KCP10-30		-32-5°C	2436-820W				
KCP10-40		-40-5°C	2548-980W				720*650*900
KCP10-60		-63-5°C	2732-310W				
KCP10-80		-83-5°C	2900-230W				
KCP10-120		-120-5°C	2982-200W				