

# Évaporateur Rotatif 2-5L

Numéro d'article: KE-5



## Introduction

Éliminez efficacement les solvants à faible point d'ébullition avec l'évaporateur rotatif KT 2-5L. Parfait pour les laboratoires de chimie dans les industries pharmaceutique, chimique et biologique.

[En savoir plus](#)

Modèle	KRE-2000	KRE3000	KRE5000
Flacon d'évaporation	2L	3L	5L
Flacon de recyclage	1L	2L	3L
Condenseur	Verticale/ Diagonale		
Degré de vide	≤2kPa/h		
Étanchéité sous vide	Étanchéité Teflon+Viton		
Contrôle de vitesse	Régulation de la vitesse en continu Knop		
Vitesse de rotation	5-200 tr/min		
Puissance de rotation	40W		
Puissance de chauffage	1.4KW	1.5KW	1.8Kw
Gamme de chauffage	0-99°C		
Précision de la température	±1°C		
Méthode de levage	Électrique		
Distance de levage	150mm	180mm	180mm
Dispositif anti-éclaboussures	Couvercle transparent en PP (facultatif)		
Protection de sécurité	Protection contre les surintensités/défauts à la terre/surchauffe		
Source de courant	110-240V, 50/60Hz		
Environnement de travail	5-35°C		
Dimensions	680*320*760mm	550*420*78mm	550*420*78mm
Lester	25Kg	35kg	36 kg