

# Circulateur De Refroidissement 20L Bain De Réaction À Température Constante Et Basse Température

Numéro d'article: KCP-20



## Introduction

Le circulateur de refroidissement KinTek KCP est un équipement polyvalent et fiable qui fournit une puissance de refroidissement constante avec des fluides en circulation. Il peut fonctionner comme un bain réfrigérant et atteindre un max. Température de refroidissement de -120°C.

[En savoir plus](#)

Modèle	Volume de liquide	Température de travail.	Capacité de refroidissement	Débit de la pompe	Temp. La stabilité	Orifice de tuyau	Dimensions (mm)
KCP20-20	20L	-23-5°C	3126-950W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	630*52*1000
KCP20-30		-32-5°C	3237-1023W				
KCP20-40		-40-5°C	3635-980W				
KCP20-60		-63-5°C	4210-510W				940*710*1010
KCP20-80		-83-5°C	4530-360W				
KCP20-120		-120-5°C	4889-270W				