

30L Circulateur De Refroidissement Bain De Réaction À Température Constante Et Basse Température

Numéro d'article: KCP-30



Introduction

Gardez votre laboratoire au frais avec le circulateur de refroidissement KinTek KCP - idéal pour une puissance de refroidissement constante et adaptable pour répondre à tous vos besoins de travail.

[En savoir plus](#)

Modèle	Volume de liquide	Température de travail.	Capacité de refroidissement	Débit de la pompe	Temp. La stabilité	Orifice de tuyau	Dimensions (mm)
KCP30-20	30L	-23-5°C	3780-1150W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	940*710*1010
KCP30-30		-32-5°C	3960-1200W				
KCP30-40		-40-5°C	4080-1270W				
KCP30-60		-63-5°C	4330-680W				
KCP30-80		-83-5°C	4679-422W				
KCP30-120		-120-5°C	4968-330W				