

Circulateur De Refroidissement 50L Bain De Réaction À Température Constante Et Basse Température

Numéro d'article: KCP-50



Introduction

Le circulateur de refroidissement KinTek KCP 50L est un équipement fiable et efficace pour fournir une puissance de refroidissement constante avec des fluides en circulation dans diverses circonstances de travail.

[En savoir plus](#)

Modèle	Volume de liquide	Température de travail.	Capacité de refroidissement	Débit de la pompe	Temp. La stabilité	Orifice de tuyau	Dimensions (mm)
KCP50-20	50L	-23-5°C	8520-2170W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	760*610*1030
KCP50-30		-32-5°C	8930-2280W				
KCP50-40		-40-5°C	10256-2300W				
KCP50-60		-63-5°C	10570-1600W				1030*860*1030
KCP50-80		-83-5°C	11200-1480W				
KCP50-120		-120-5°C	11290-1260W				