

## Circulateur De Refroidissement 5L Bain De Réaction À Température Constante Et Basse Température

Numéro d'article: KCP-5



### Introduction

Maximisez l'efficacité du laboratoire avec le circulateur de refroidissement KinTek KCP 5L. Polyvalent et fiable, il fournit une puissance de refroidissement constante jusqu'à -120°C.

[En savoir plus](#)

Modèle	Volume de liquide	Température de travail.	Capacité de refroidissement	Débit	Temp. La stabilité	Orifice de tuyau	Dimensions (mm)
KCP5-10	5L	-12-5°C	1213-290W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	520*350*720
KCP5-20		-23-5°C	1248-319W				
KCP5-25		-26-5°C	1314-447W				
KCP5-30		-32-5°C	1375-450W				
KCP5-40		-40-5°C	1420-462W				430*350*960
KCP5-60		-63-5°C	1910-230W				
KCP5-80		-83-5°C	1938-200W				
KCP5-120		-120-5°C	2635-180W				