

708L Ultra Low Temperature Freezer Congélateur De Laboratoire À Haute Performance

Numéro d'article: KTFDV-708



Introduction

Congélateur ultra-basse température 708L pour les laboratoires, refroidissement de précision à -86°C, intérieur en acier inoxydable. Idéal pour la recherche et le stockage d'échantillons biotechnologiques.

[En savoir plus](#)

Caractéristiques	Spécification
Type de produit	vertical
Capacité	708L
Plage de température interne	-40°C à -86°C (réglable)
Système d'alarme	Alarmes sonores et visuelles
Alimentation électrique	220V/50Hz
Puissance	1000W
Consommation d'énergie	15,2 kWh/24h
Classe de protection	I/B
Type de climat	N
Réfrigérant	Réfrigérant mixte sans fluor, respectueux de l'environnement
Compresseur	Compresseurs importés à haut rendement
Système de réfrigération	Système de réfrigération indépendant à double compresseur
Contrôle de la température	Commande numérique par micro-ordinateur
Affichage de la température	Affichage numérique par LED
Sonde de détection	PTC
Ventilateur du condenseur	Ventilateur à haut rendement et à faible bruit
Boîtier extérieur	Plaque d'acier laminé à froid avec revêtement par poudre
Revêtement intérieur	Acier inoxydable 304
Étagères / Portes intérieures	3 étagères / 4 portes intérieures
Épaisseur de l'isolation	120 mm
Orifice d'égalisation de la pression	1 (18 mm de diamètre)
Roulettes	4
Poids net / Poids brut	285kg / 345kg
Dimensions extérieures (LxPxH)	1130mm x 1030mm x 1860mm

Caractéristiques	Spécification
Dimensions internes (LxPxH)	890mm x 715mm x 1200mm
Dimensions de l'emballage (LxPxH)	1280mm x 1080mm x 2150mm
Quantité de chargement	10 pcs / 20'GP Container