

808L Congélateur Vertical De Précision À Ultra-Basse Température Pour Laboratoire

Numéro d'article: KTFDV-808



Introduction

Congélateur ultra-basse température d'une capacité de 808 litres, avec un contrôle précis de -86°C, idéal pour le stockage d'échantillons en laboratoire. Construction durable en acier inoxydable.

[En savoir plus](#)

Caractéristiques	Caractéristiques
Modèle	KTFDV-808
Type d'appareil	Vertical
Capacité	808L
Température interne	De -40°C à -86°C (réglable)
Système d'alarme	Alarmes sonores et visuelles
Alimentation électrique	220V/50Hz
Consommation électrique	15,9 kWh/24h
Classe de protection	I/B
Type de climat	N
Réfrigérant	Mélange écologique sans fluor
Compresseur	Composants à haut rendement
Système de refroidissement	Deux systèmes de réfrigération indépendants
Commande	Commande par microprocesseur, affichage numérique
Affichage de la température	Affichage numérique par LED
Poignée	Poignée chauffée PTC
Ventilateur de refroidissement	EBM
Matériau extérieur	Acier laminé à froid revêtu de poudre
Revêtement interne	Acier inoxydable 304
Étagères/portes intérieures	3 étagères / 4 portes intérieures (acier inoxydable 304)
Épaisseur de l'isolation	120 mm
Port d'accès	1 (Diamètre 18mm)
Roulettes	4
Poids net/poids brut	300/370kg
Dimensions extérieures	1090mm x 1010mm x 2000mm (L D H)

Caractéristiques	Caractéristiques
Dimensions internes	850mm x 725mm x 1335mm (L D H)
Dimensions de l'emballage	1280mm x 1080mm x 2150mm (L D H)