

Analyseur Automatique De Soufre - Déterminateur De Soufre Coulométrique À Haute Température

Numéro d'article: KT-TE56



Introduction

Optimisez l'inspection de la qualité grâce à notre analyseur de soufre automatique à haute température. Conçu pour les laboratoires spécialisés dans le charbon, le coke et le pétrole, cet instrument de titrage coulométrique avancé dispose d'un passeur automatique continu à 25 positions, de cycles d'analyse rapides, d'une gestion modulaire des gaz et d'une conformité totale avec les normes d'essai GB/T 214-2007.

[En savoir plus](#)