

Titanate De Baryum (Batio3) Cible De Pulvérisation / Poudre / Fil / Bloc / Granule

Numéro d'article: LM-BaTiO3



Introduction

Découvrez notre gamme de matériaux personnalisés en Titanate de Baryum (BaTiO3) pour une utilisation en laboratoire. Nous fournissons une sélection variée de spécifications et de tailles pour les cibles de pulvérisation, les matériaux de revêtement, les poudres, etc. Contactez-nous dès aujourd'hui pour des prix raisonnables et des solutions sur mesure.

[En savoir plus](#)