

Centrifugeuse De Laboratoire Compacte À Grande Vitesse Pour La Séparation Du Sérum Et La Déshydratation À Basse Température

Numéro d'article: KT-SCS



Introduction

Centrifugeuse de paillasse Kintek à grande vitesse : efficace, stable, précise. Idéale pour les laboratoires cliniques et de recherche. Découvrez les caractéristiques et spécifications.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Affichage	Affichage LCD
Vitesse max.	18 500 tr/min
Précision du contrôle de vitesse	±10 tr/min
RCF max.	22 575 ×g
Capacité max.	6 × 100 mL
Diamètre de la chambre	Φ280 mm
Plage de minuterie	1 s à 99 min 59 s
Niveau sonore	≤55 dB
Alimentation	CA 220V±22V 50Hz
Consommation électrique	400W
Poids net	28 kg
Dimensions (L×I×H)	360 × 470 × 320 mm