

# Pompe À Vide À Circulation D'Eau De Paillasse

Numéro d'article: KV-2



## Introduction

Besoin d'une pompe à vide à circulation d'eau pour votre laboratoire ou votre petite industrie ? Notre pompe à vide à circulation d'eau de paillasse est parfaite pour l'évaporation, la distillation, la cristallisation, etc.

[En savoir plus](#)

Modèle	SHZ-A	SHZ-B
Orifice de vide	2	4
Débit à port unique	10L/Min	
Pression du vide	0.098Mpa	
Débit de la pompe	60L/Min	
Tête de pompe	8M	
Matériau de la tête de pompe	SS304/PTFE	
Volume du réservoir	13L	15L
Puissance du moteur	180W	370W
Dimensions	400*280*240mm	
Lester	15Kg	17Kg