

Moule De Presse De Laboratoire En Carbure

Numéro d'article: PMW



Introduction

Formez des échantillons ultra-durs avec Carbide Lab Press Mold. Fabriqué en acier rapide japonais, il a une longue durée de vie. Tailles personnalisées disponibles.

[En savoir plus](#)

Modèle	PMW-A	PMW-B	PMW-C
Matériel	Carbure YT15		
Dureté du pénétrateur	HRC85-HRC90		
Taille de l'échantillon	φ3 /φ4 /φ5 /φ6 /φ8 /φ10 mm	φ12 /φ13 /φ15 /φ18 /φ20 mm	φ22 /φ25 /φ28 /φ30 mm
Profondeur de la cavité	30 millimètres	40 millimètres	45 millimètres
Dimensions extérieures	φ43×93 mm	φ53×120 mm	φ73×133 mm
Poids (kg)	0,78	1.8	3.8

D'autres tailles peuvent être personnalisées