

Creuset Tasse À Charbon Pour Plastomètre Pour Le Test De La Couche Plastique Du Charbon Bitumineux

Numéro d'article: KT-MB1



Introduction

Conçue pour l'évaluation plastométrique normalisée du charbon, cette tasse à charbon de précision offre une stabilité thermique exceptionnelle, des tolérances dimensionnelles exactes et un transfert de chaleur uniforme lors de la détermination de l'indice de couche plastique du charbon bitumineux, garantissant une analyse fiable des propriétés de cokéfaction dans les laboratoires métallurgiques et de contrôle qualité modernes.

[En savoir plus](#)