

Cellules D'électrolyse Pem Personnalisables Pour Diverses Applications De Recherche

Numéro d'article: KT-PEMT



Introduction

Cellule de test PEM personnalisée pour la recherche électrochimique. Durable, polyvalente, pour piles à combustible et réduction de CO₂. Entièrement personnalisable. Demandez un devis !

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Matériau de base	Plaque métallique (options plaquées or ou non plaquées disponibles)
Placage de surface	Options de platine ou non plaquées disponibles
Surface effective	1x1cm, 2x2cm, 5x5cm, 10x10cm (Tailles personnalisées disponibles)
Diamètre du tuyau	3mm, 6mm (personnalisable)
Matériau du connecteur	Acier inoxydable, PTFE
Traitement personnalisé	Personnalisation complète acceptée