

Stérilisateur Autoclave Rapide De Bureau 16L / 24L

Numéro d'article: KT-B02



Introduction

Le stérilisateur à vapeur rapide de bureau est un appareil compact et fiable utilisé pour la stérilisation rapide d'articles médicaux, pharmaceutiques et de recherche.

[En savoir plus](#)

Modèle	KT-T16J	KT-T24J
Volume de la chambre de stérilisation	16L ϕ 250×360mm	24L ϕ 270×410mm
Stress au travail fixe	0.22Mpa	
Température de travail nominale	134°C	
Sélection de la température de stérilisation	105-134°C	
Plage de sélection du temps de synchronisation	0-99min	
Uniformité de la chaleur de la salle de stérilisation	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$	
Tension d'alimentation/d'alimentation	AC220V.50Hz/2.7KW	
Dimensions hors tout (mm)	545×328×423	560×350×500
Taille de l'emballage (mm)	605×390×480	620×410×570
Poids brut poids net	17/15Kg	20/18Kg