

Stérilisateur Autoclave Rapide De Bureau 20L / 24L

Numéro d'article: KT-B03



Introduction

Le stérilisateur à vapeur rapide de bureau est un appareil compact et fiable utilisé pour la stérilisation rapide d'articles médicaux, pharmaceutiques et de recherche.

[En savoir plus](#)

Modèle	KT-XD20D	KT-XD24D
Volume de la chambre de stérilisation	20L ϕ 250×420mm	24L ϕ 250×520mm
Stress au travail fixe	0.22Mpa	
Température de travail nominale	134°C	
Sélection de la température de stérilisation	105-134°C	
Plage de sélection du temps de synchronisation	0-99min	
Uniformité de la chaleur de la salle de stérilisation	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$	
Tension d'alimentation/d'alimentation	1.5KW/AC220V.50Hz	
Plateau de stérilisation (mm)	340 × 200 × 30 (3 pièces)	400 × 200 × 30 (3 pièces)
Dimensions hors tout (mm)	480×680×455	480×680×455
Taille de l'emballage (mm)	580×700×500	580×800×560
Poids brut poids net	43/40Kg	43/40Kg