

# Stérilisateur Autoclave Rapide De Bureau 35L / 50L / 90L

Numéro d'article: KT-B04



## Introduction

Le stérilisateur à vapeur rapide de bureau est un appareil compact et fiable utilisé pour la stérilisation rapide d'articles médicaux, pharmaceutiques et de recherche. Il stérilise efficacement les instruments chirurgicaux, la verrerie, les médicaments et les matériaux résistants, ce qui le rend adapté à diverses applications.

[En savoir plus](#)

Modèle	KT-XD35DV	KT-XD50DV	KT-XD90DV
Volume de la chambre de stérilisation	35L $\phi$ 300×500mm	50L $\phi$ 340×550mm	90L $\phi$ 400×720mm
Stress au travail fixe	0.22Mpa		
Température de travail nominale	134°C		
Sélection de la température de stérilisation	105-134°C		
Plage de sélection du temps de synchronisation	0-99min		
Uniformité de la chaleur de la salle de stérilisation	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$		
Tension d'alimentation/d'alimentation	AC220V 50Hz/2.7KW		AC220V 50Hz/4KW
Dimensions hors tout (mm)	730×550×510	770 × 600 × 540	1000×690×610
Taille de l'emballage (mm)	810×680×650	880×730×700	1070×740×700
Poids brut poids net	115/93Kg	130/106Kg	200/180Kg