

## Stérilisateur Autoclave Rapide De Bureau

Numéro d'article: KT-B05



### Introduction

Le stérilisateur autoclave rapide de bureau est un appareil compact et fiable utilisé pour la stérilisation rapide d'articles médicaux, pharmaceutiques et de recherche.

[En savoir plus](#)

Modèle	KT-XB20J	KT-XB24J
Volume de la chambre de stérilisation	20L $\phi$ 250×420mm	24L $\phi$ 250×50mm
Stress au travail fixe	0.22Mpa	
Température de travail nominale	134°C	
Sélection de la température de stérilisation	105-134°C	
Plage de sélection du temps de synchronisation	0-99min	
Uniformité de la chaleur de la salle de stérilisation	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$	
Tension d'alimentation/d'alimentation	1.5KW/AC220V.50Hz (AC110V.60Hz)	
Plateau de stérilisation (mm)	3340 × 200 × 30 (3 pièces)	400 × 200 × 30 (3 pièces)
Dimensions hors tout (mm)	480×480×384	580×480×384
Taille de l'emballage (mm)	700×580×500	800×580×500
Poids brut poids net	44/40Kg	50/45Kg