

Cellule Électrolytique Electrochimique Pour La Recherche Et Les Essais En Laboratoire

Numéro d'article: KT-DJ



Introduction

Conçue pour l'analyse électrochimique de précision, cette cellule électrolytique à haute performance offre une résistance chimique supérieure, une étanchéité modulaire sans fuite et des configurations d'électrodes polyvalentes, permettant aux chercheurs du monde entier de faire progresser le développement de batteries, les tests de corrosion, l'évaluation du traitement de l'eau et la synthèse électrocatalytique pour des applications exigeantes.

[En savoir plus](#)