

# Billes De Verre Oscillantes Zeolite De Laboratoire Billes De Verre Transparentes

Numéro d'article: KTG-4



## Introduction

Les billes de verre vibrantes, couramment utilisées en laboratoire, sont des billes de verre transparentes conçues pour empêcher la formation de zéolithe.

[En savoir plus](#)

Diamètre	Poids total de l'emballage	Emballage
2,5 mm	18.68g	1000 pièces/paquet
3mm	39.92g	1000 pièces/paquet
4mm	81.58g	1000 pièces/paquet
4.5mm	123.57g	1000 pièces/paquet
5mm	159.39g	1000 pcs/pack
6mm	281.06g	1000 pcs/paquet
7mm	451.38g	1000 pcs/pack