

Circulateur De Chauffage Bain De Réaction À Température Élevée Et Constante

Numéro d'article: KHB-3



Introduction

Efficace et fiable, le circulateur de chauffage KinTek KHB est parfait pour les besoins de votre laboratoire. Avec un max. température de chauffage jusqu'à 300 °C, il dispose d'un contrôle précis de la température et d'un chauffage rapide.

[En savoir plus](#)

Modèle	Température (°C)	Précision (°C)	Pompe (L/Min)	Volume (L)	Puissance de chauffage (Kw)	Dimensions hors tout (mm)
KHB6	Ambiante-300	+/-1°C	15	6	1.6	370*380*440
KHB10				dix	2.0	370*380*490
KHB15				15	2.5	370*380*490
KHB20				20	3.4	370*380*550
KHB30				30	4.0	480*520*550
KHB50				50	6.5	480*610*620