

Baguette D'agitation En Verre Borosilicaté De Haute Qualité / Baguette De Verre De Laboratoire Résistante Aux Températures Élevées

Numéro d'article: KTG-2



Introduction

Utilisé dans les expériences chimiques, un agitateur simple en forme de tige fine et longue, également connu sous le nom de tige de verre.

[En savoir plus](#)

| Caractéristiques techniques | Diamètre | Longueur | Quantité d'emballage |
|------------------------------|----------|----------|----------------------|
| Diamètre 4mm Longueur 150mm | 4mm | 150 mm | 10 pièces/paquet |
| Diamètre 4mm Longueur 200mm | 4mm | 200 mm | 10 pièces/paquet |
| Diamètre 4mm Longueur 250mm | 4mm | 250 mm | 10 pièces/paquet |
| Diamètre 5mm Longueur 150mm | 5mm | 150mm | 10 pièces/paquet |
| Diamètre 5mm Longueur 200mm | 5mm | 200mm | 10 pièces/paquet |
| Diamètre 5mm Longueur 250mm | 5mm | 250mm | 10 pièces/paquet |
| Diamètre 5mm Longueur 300mm | 5mm | 300mm | 10 pièces/paquet |
| Diamètre 6mm Longueur 150mm | 6mm | 150mm | 10 pièces/paquet |
| Diamètre 6mm Longueur 200mm | 6mm | 200mm | 10 pièces/paquet |
| Diamètre 6mm Longueur 250mm | 6mm | 250mm | 10 pièces/paquet |
| Diamètre 6mm Longueur 300mm | 6mm | 300mm | 10 pièces/paquet |
| Diamètre 7mm Longueur 150mm | 7mm | 150 mm | 10 pièces/paquet |
| Diamètre 7mm Longueur 200mm | 7mm | 200 mm | 10 pièces/paquet |
| Diamètre 7mm Longueur 300mm | 7mm | 300mm | 10 pièces/paquet |
| Diamètre 8mm Longueur 150mm | 8mm | 150 mm | 10 pièces/paquet |
| Diamètre 8mm Longueur 200mm | 8mm | 200 mm | 10 pièces/paquet |
| Diamètre 8mm Longueur 300mm | 8mm | 300 mm | 10 pièces/paquet |
| Diamètre 10mm Longueur 150mm | 10mm | 150mm | 10 pièces/paquet |
| Diamètre 10mm Longueur 200mm | 10mm | 200 mm | 10 pièces/paquet |
| Diamètre 10mm Longueur 300mm | 10mm | 300mm | 10 pièces/paquet |
| Diamètre 10mm Longueur 400mm | 10mm | 400 mm | 10 pièces/paquet |