

# Centrifugeuse De Bureau À Grande Vitesse Pour Le Traitement Des Échantillons De Sang

Numéro d'article: KT-HPD



## Introduction

Découvrez la centrifugeuse de paillasse Kintek à grande vitesse pour un traitement d'échantillons efficace, stable et précis dans votre laboratoire. Idéale pour les applications cliniques et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Affichage	Affichage LCD
Vitesse max.	16 500 tr/min
Précision du contrôle de vitesse	±10 tr/min
VRC max.	18 757 ×g
Capacité max.	12 × 5 mL
Diamètre de la chambre	Φ200 mm
Plage de minuterie	1 s à 99 h 59 min
Niveau sonore	≤65 dB
Alimentation	220 V CA ± 22 V 50 Hz
Consommation électrique	420 W
Poids net	19 kg
Dimensions (L×l×H)	360 × 285 × 258 mm