

Stérilisateur À Vapeur Autoclave Horizontal

Numéro d'article: KT-P01



Introduction

Le stérilisateur à vapeur à autoclave horizontal adopte la méthode de déplacement par gravité pour éliminer l'air froid dans la chambre intérieure, de sorte que la teneur en vapeur intérieure et en air froid soit moindre et que la stérilisation soit plus fiable.

[En savoir plus](#)

Modèle	KT-150YDA	KT-200YDA	KT-280YDA	KT-400YDA	KT-500YDA
Volume de la chambre de stérilisation	150L φ440×1000	200L φ515×1000	280L φ600×1000	400L φ700×1100	500L φ700×1300mm
Stress au travail fixe	0.22Mpa				
Température de travail nominale	134°C				
Sélection de la température de stérilisation	40°C-134°C				
Plage de sélection du temps de synchronisation	0-60min				
Uniformité de la chaleur de la salle de stérilisation	≤±2°C				
Tension d'alimentation/d'alimentation	9kw/380V 50Hz	9kw/380V 50Hz	12kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz
Dimensions (mm)	1400×600×1300	1400×670×1650	1400×770×1780	1430×880×1830	1800×900×1820
Taille de transport (mm)	1560×750×1850	1560×820×1850	1680×920×2100	1600×1050×2100	1850×1050×2100
Poids brut poids net	320/240kg	350/260kg	465/365Kg	530/420Kg	580/470Kg