

Stérilisateur Spatial Au Peroxyde D'Hydrogène

Numéro d'article: KT-C02



Introduction

Un stérilisateur spatial au peroxyde d'hydrogène est un appareil qui utilise du peroxyde d'hydrogène vaporisé pour décontaminer les espaces clos. Il tue les micro-organismes en endommageant leurs composants cellulaires et leur matériel génétique.

[En savoir plus](#)

Tension	CA 220V50HZ
Pouvoir	600W
Volume de pulvérisation	750ml/60min
Bruyant	≤ 45db (A)
Germicide	Solution 8 % H2O2
Dimension (mm)(L* W * H)	500X500X1130
NO	55KG