

Moule De Presse Infrarouge De Laboratoire

Numéro d'article: PMID



Introduction

Libérez facilement des échantillons de notre moule de presse infrarouge de laboratoire pour des tests précis. Idéal pour la batterie, le ciment, la céramique et d'autres recherches sur la préparation d'échantillons. Tailles personnalisables disponibles.

[En savoir plus](#)

Modèle	PMID-A
Matériel	Carbure YT15
Dureté du pénétrateur	HRC85-HRC90
Taille de l'échantillon	φ13 mm
Profondeur de la cavité	20 millimètres
Dimensions extérieures	φ43×78 mm
Poids (kg)	0,76

D'autres tailles peuvent être personnalisées