

# Centrifugeuse De Paillasse De Laboratoire À Grande Vitesse Pour La Recherche Sur La Déshydratation Par Séparation De Sérum À Basse Température

Numéro d'article: KT-HSS



## Introduction

Centrifugeuse de paillasse à grande vitesse Kintek : Puissante 21 000 tr/min, contrôle précis de la température. Idéale pour les laboratoires cliniques et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Mode d'affichage	Affichage LCD
Vitesse maximale	21000 tr/min
Précision du contrôle de la vitesse	±20 tr/min
VRC maximale	30642 x g
Capacité maximale	4 x 750 ml
Spécifications de la chambre de centrifugation	Ø420 mm
Plage de minuterie	1-99 min
Bruit de fonctionnement	≤65 dB
Alimentation	CA 220±22V 50Hz
Puissance	750W
Poids net	62 kg
Dimensions du produit (L×I×H)	565×465×395 mm