

Mélangeur Rotatif À Disque De Laboratoire

Numéro d'article: KTL-7



Introduction

Le mélangeur rotatif à disque de laboratoire peut faire tourner les échantillons en douceur et efficacement pour les mélanger, les homogénéiser et les extraire.

[En savoir plus](#)

Modèle	LC-TD
Mode de mouvement	Rotation
Tension d'alimentation	100-240VAC
Fréquence	50/60 Hz
Puissance	40W
Angle d'inclinaison	0-90°
Type de moteur	Moteur DC
Plage de vitesse	10-70RPM
Plage de réglage du temps	1-1199min
Mode de fonctionnement	Fonctionnement temporisé/continu
Taille du produit	D280×W210×H300mm
Poids net du produit	8Kg
Température ambiante admissible	5-40°C
Humidité relative admissible	80 %HR
Niveau de protection du boîtier	IP21