

# Mélangeur Multifonctionnel De Laboratoire À Rotation Et Oscillation

Numéro d'article: KTL-4



## Introduction

Le mélangeur inching est de petite taille, il mélange rapidement et complètement, et le liquide est en forme de vortex, ce qui permet de mélanger toutes les solutions de test attachées à la paroi du tube.

[En savoir plus](#)

Modèle	KTL-P1	KTL-P2	KTL-P3
Plage de vitesse	3500 tr/min	500~3500tr/min	3000 tr/min
Mode vibration	Appuyer et maintenir	Appuyer et maintenir + réglage de la vitesse	Circulaire
Amplitude	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Taille du produit	110*110*75mm	145*160*75mm	110*110*75mm