

# Agitateur Horizontal Multifonctionnel De Laboratoire À Petite Vitesse Réglable

Numéro d'article: KTL-3



## Introduction

L'oscillateur de laboratoire multifonctionnel à régulation de vitesse est un équipement expérimental à vitesse constante spécialement conçu pour les unités de production modernes de bio-ingénierie.

[En savoir plus](#)

Modèle	KTL-3A	KTL-4A	KTL-5A	KTL-6A	KTL-8A
Mode d'affichage	Affichage LED	Affichage LED	Affichage LED	Affichage LED	Affichage LED
Plage de vitesse	40~300 tr/min	40~300rpm	40~300rpm	40~300rpm	40~300rpm
Plage de temps	1~9999min	1~9999min	1~9999min	1~9999min	1~9999min
Configuration standard de la palette	pince universelle à ressort	pince universelle à ressort	pince à ressort universelle	pince supérieure, pince inférieure	pince universelle à ressort
Modèle d'oscillation	réciproque	alternatif	rotatif	rotatif	rotatif
Amplitude d'oscillation	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Dimensions de la palette	520*300mm	440*270mm	440*350mm	610*460mm (double couche)	700*620mm
Poids	17,3 kg	13.5Kg	20Kg	65Kg	65Kg