

Tamis Et Machines À Tamiser De Laboratoire

Numéro d'article: KT-RCZ



Introduction

Tamis et tamiseuses de laboratoire de précision pour une analyse précise des particules. Acier inoxydable, conforme à la norme ISO, gamme de 20µm-125mm. Demandez les spécifications maintenant !

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Diamètre du tamis	Φ400, Φ300, Φ200 (mm)
Couches de tamis	1-5 (y compris le couvercle inférieur)
Quantité d'alimentation (en une seule fois)	≤300g
Amplitude de vibration	1-5mm
Force d'excitation	5KN
Puissance	0.25KW 220V 50HZ
Vitesse de rotation	1440R/min
Dimensions de l'appareil	600×490×370mm
Poids du tamis	60kg
Trajectoire du mouvement	mouvement circulaire
Durée de chronométrage	0,01 à 99,59 minutes
Bruit	≤50dB
Matériau	Acier inoxydable 304
Méthode d'emballage	boîte en bois