

Cible De Pulvérisation De Fluorure De Lanthane (LaF3) / Poudre / Fil / Bloc / Granule

Numéro d'article: LM-LaF3



Introduction

Vous recherchez des matériaux abordables en titanate de baryum (LaF3) pour votre laboratoire ? Nos solutions sur mesure répondent à vos besoins uniques, avec une large gamme de formes, de tailles et de puretés disponibles. Découvrez notre sélection de cibles de pulvérisation, de matériaux de revêtement, de poudres et plus encore.

[En savoir plus](#)