


Aucun Moule De Presse Infrarouge De Laboratoire De Démoulage

Numéro d'article: PMI



Introduction

Testez sans effort vos échantillons sans démoulage grâce à notre moule de presse infrarouge de laboratoire. Profitez d'une transmission élevée et de tailles personnalisables pour votre commodité.

[En savoir plus](#)

Modèle	PMI-A	PMI-B
Matériel	Carbure YT15	
Dureté du pénétrateur	HRC85-HRC90	
Taille de l'échantillon	φ13 mm	φ7 mm
Profondeur de la cavité	10 millimètres	5 millimètres
Dimensions extérieures	76×50×70 millimètres	76×30×70 millimètres
Poids (kg)	0,75	0,35

D'autres tailles peuvent être personnalisées