

Pression De Stérilisation En Autoclave Portable (Type Automatique À Affichage Numérique)

Numéro d'article: KT-C05



Introduction

La pression de stérilisation en autoclave portable est un appareil qui utilise de la vapeur saturée sous pression pour stériliser rapidement et efficacement les articles.

[En savoir plus](#)

Modèle	KT-18HDD	KT-24HDD
Volume de désinfection	18L ϕ 280×260mm	24L ϕ 280×390mm
Stress au travail fixe	0.14-0.16Mpa	
Température de travail nominale	126°C	
Pression de sécurité maximale	0.165Mpa	
Uniformité de la chaleur de la salle de stérilisation	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$	
Pouvoir	AC220V.50Hz/2KW	
Volume transporté (mm)	420×420×630	420×450×750
Poids brut poids net	14/12Kg	15/14Kg