

# Pression De Stérilisation En Autoclave Portable

Numéro d'article: KT-P02



## Introduction

La pression de stérilisation en autoclave portable est un appareil qui utilise de la vapeur saturée sous pression pour stériliser rapidement et efficacement les articles.

[En savoir plus](#)

Modèle	KT-18LD	KT-24LD
Volume de désinfection	18L $\phi$ 280×260mm	24L $\phi$ 280×390mm
Stress au travail fixe	0.14-0.16Mpa	
Température de travail nominale	126°C	
Pression de sécurité maximale	0.165Mpa	
Uniformité de la chaleur de la salle de stérilisation	$\leq 1^{\circ}\text{C}$	
Pouvoir	AC220V.50Hz/2KW	
Volume transporté (mm)	410×410×520	410×410×630
Poids brut poids net	18/16Kg	19/17Kg