

Congélateur Vertical Ultra-Bas De Précision 158L Pour Applications De Laboratoire

Numéro d'article: KTFDV-158



Introduction

Congélateur ULT 158L fiable pour les laboratoires, maintient une température de -86°C, économe en énergie, avec des fonctions de sécurité avancées. Idéal pour le stockage d'échantillons sensibles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur du produit
Modèle	KTFDV-158
Type de produit	Vertical
Capacité	158L
Température interne	-40°C à -86°C, réglable
Alarme	Alarme sonore et visuelle
Alimentation électrique	220V/50Hz
Puissance	500W
Consommation électrique	7,1 kW.h/24h
Classe de protection	I/B
Type de climat	N
Réfrigérant	Réfrigérant écologique sans fluor
Compresseur	Haute efficacité
Système de réfrigération	Système de réfrigération à compression à un étage
Régulation de la température	Régulation électronique de la température
Affichage de la température	Affichage numérique
Sonde	PTC
Ventilateur du condenseur	EBM
Enveloppe extérieure	Plaque d'acier laminée à froid et revêtue d'une couche de poudre
Enveloppe intérieure	Acier inoxydable 304
Étagères/portes intérieures	2 étagères / 3 portes intérieures, acier inoxydable 304
Épaisseur de l'isolation	120 mm
Orifice d'égalisation de la pression	1 (diamètre 18 mm)
Roulettes	4
Poids net / Poids brut	123 / 150kg

Paramètre	Valeur du produit
Dimensions extérieures (L D H)	700 700 1580mm
Dimensions internes (L D H)	460 455 800 mm
Dimensions de l'emballage (L D H)	Boîte en contreplaqué : 760 790 1720mm / Boîte en carton dur : 790 820 1750mm (Approx.)
Quantité de chargement	21 pcs/20'GP