

## Couvercles De Bêchers En Ptfе/De Bêchers En Ptfе

Numéro d'article: PTFE-16



### Introduction

Le bêcher en PTFE est un récipient de laboratoire qui résiste aux acides, aux alcalis, aux hautes et basses températures et convient à des températures allant de -200°C à +250°C. Ce bêcher présente une excellente stabilité chimique et est largement utilisé pour les échantillons de traitement thermique et les analyses de volume.

[En savoir plus](#)

Modèle	diamètre intérieur/mm	hauteur/mm	poids/g
30ml	37	52	25
50ml	44	54	40
100ml	53	54	60
150ml	60	79	89
200ml	70	79	97
250ml	73	88	134
300ml	79	100	167
500ml	95	110	172
1000ml	115	145	364