

# Tube À Centrifuger En Ptfе/Fond Pointu De Laboratoire/Fond Rond/Fond Plat

Numéro d'article: PTFE-32



## Introduction

Les tubes centrifuges en PTFE sont très appréciés pour leur résistance chimique exceptionnelle, leur stabilité thermique et leurs propriétés anti-adhérentes, ce qui les rend indispensables dans divers secteurs à forte demande. Ces tubes sont particulièrement utiles dans les environnements exposés à des substances corrosives, à des températures élevées ou à des exigences strictes en matière de propreté.

[En savoir plus](#)

	Modèle	Diamètre extérieur (mm)	Hauteur totale (mm)	Épaisseur de la paroi (mm)
Bouche à vis fond rond	5ml	16	65	2
	10ml	16	125	2
	15ml	20	100	2.5
	20ml	20	125	2.5
	25ml	25	105	2.5
	30ml	25	125	2.5
	40ml	28	105	2
	45ml	28	120	2
	50ml	33	115	2.5
	100ml	35	150	3.5
	100ml	36	145	3
	bouche à vis fond plat	5ml	16	55
10ml		16	108	*
20ml		22	106	*
30ml		25	124	*
50ml		30	125	*
100ml		39	139	*