


# Panier De Nettoyage En Ptfе/Panier À Fleurs En Ptfе Panier À Fleurs De Nettoyage Résistant À La Corrosion

Numéro d'article: PTFE-20



## Introduction

Le support de nettoyage pour PTFE, également connu sous le nom de panier à fleurs de nettoyage pour PTFE, est un outil de laboratoire spécialisé conçu pour le nettoyage efficace des matériaux en PTFE. Ce support de nettoyage garantit un nettoyage minutieux et sûr des articles en PTFE, préservant ainsi leur intégrité et leurs performances en laboratoire.

[En savoir plus](#)

Modèle	Taille	Applicable
Carré	60mm*60mm	Bécher de 500ml
Rond	Diamètre 30mm	Bécher de 75ml
Rond	Diamètre 45 mm	Bécher de 100ml
rond	Diamètre 60 mm	Gobelet de 250 ml

Nous fournissons des paniers à fleurs nettoyés sur mesure dans toutes les tailles dont vous avez besoin.