

## Réceptif En Ptfé

Numéro d'article: PTFE-11



### Introduction

Le conteneur en PTFE est un conteneur avec une excellente résistance à la corrosion et une inertie chimique.

[En savoir plus](#)

Diamètre extérieur du sang rond * diamètre intérieur * profondeur intérieure	Taille intérieure du plat carré * profondeur intérieure
70mm*60mm*15mm	60*60mm *15mm
50mm*40mm*15mm	80*80mm*15mm
60mm*50mm*15mm	90*90mm*15mm
80mm*70mm*15mm	100*100mm*15mm
90mm*80mm*15mm	110*110mm*15mm
100mm*90mm*15mm	120*120mm*15mm
110mm*100mm*15mm	
120mm*110mm*15mm	
130mm*120mm*15mm	
160mm*150mm*15mm	200*200*120 MM environ 5L PTFE cylindre
92*83*19mm	Cylindre PTFE 10L
102*93*20mm	Cylindre PTFE 15L