


Panier De Nettoyage Creux En Ptfе/Support De Rack De Nettoyage En Ptfе

Numéro d'article: PTFE-21



Introduction

Le panier de nettoyage creux en PTFE est un outil de laboratoire spécialisé conçu pour des processus de nettoyage efficaces et sûrs. Fabriqué en polytétrafluoroéthylène (PTFE) de haute qualité, ce panier offre une résistance exceptionnelle aux acides, aux alcalis et aux solvants organiques, ce qui garantit sa durabilité et sa fiabilité dans divers environnements chimiques.

[En savoir plus](#)

Modèle	taille
rond	2 pouces
rond	3 pouces
rond	4 pouces
rond	5 pouces
rond	6 pouces
rond	8 pouces
carré	2 pouces
carré	3 pouces
carré	4 pouces
carré	5 pouces
carré	6 pouces
carré	8 pouces

Modèle	Diamètre	Nombre de fentes	Largeur de la rainure	Longueur de la rainure	Epaisseur totale	Profondeur de la rainure	Longueur de la poignée
Bécher de 500 ml Creux	80 mm	24	2,5 mm	31 mm	8 mm	6 mm	100 mm
Bécher de 500ml Creux	80mm	26	2,5 mm	26 mm	8 mm	6 mm	100 mm
Bécher de 500 ml Creux	80mm	28	2,5 mm	31 mm	8 mm	6 mm	100 mm
Bécher de 500ml Creux	80mm	30	1,5 mm	31 mm	8 mm	6 mm	100 mm
Bécher de 500 ml Creux	80mm	33	1,5 mm	26 mm	8 mm	6 mm	100 mm

Bécher de 500 ml Creux	80mm	38	1,5 mm	21mm	8 mm	6 mm	100 mm
Bécher de 500 ml Creux	80mm	40	2,5 mm	16 mm	8 mm	6 mm	100 mm
Bécher de 500 ml Creux	80mm	52	1,5 mm	16 mm	8 mm	6 mm	100 mm
Bécher de 500 ml Creux	80mm	61	2,5 mm	11mm	8 mm	6 mm	100 mm
Bécher de 500 ml Creux	80 mm	78	1,5 mm	11 mm	8 mm	6 mm	100 mm

Bécher creux de 250 ml Nous fournissons des paniers à fleurs de forme spéciale blancs, blancs cassés, blancs laiteux, personnalisés, y compris la taille des fentes, le nombre de fentes et d'autres indicateurs peuvent être satisfaits.

Bécher creux de 100 ml Nous fournissons des paniers à fleurs de forme spéciale blancs, blancs cassés, blancs laiteux, y compris la taille des fentes, le nombre de fentes et d'autres indicateurs peuvent être satisfaits.