

# Bouteille De Réactif En Ptfе/Bouteille À Large Embouchure/Bouteille À Embouchure Fine/Bouteille D'échantillon/ Ptfе Haute Température

Numéro d'article: PTFE-24



## Introduction

Le flacon de réactif en PTFE, également connu sous le nom de flacon chimique en PTFE ou de flacon de réactif en téflon, est une alternative robuste aux flacons de réactif en verre traditionnels. Ces flacons sont très résistants aux acides et aux alcalis et sont dotés d'un bouchon à vis étanche. Idéales pour une utilisation en laboratoire, elles offrent une excellente résistance chimique, des capacités de température élevée jusqu'à 260°C et une durabilité supérieure.

[En savoir plus](#)

Modèle	Spécification	Diamètre extérieur	Hauteur	Diamètre intérieur
Bouteille à petite bouche en PTFE	25ml	36 mm	81 mm	21 mm
	50ml	49mm	95mm	20 mm
	100ml	51 mm	98mm	20mm
	150ml	54 mm	108mm	20mm
	250ml	70mm	117 mm	35 mm
	500ml	81mm	147mm	35 mm
	1000ml	100mm	188mm	40 mm
	2000ml	145mm	217mm	48mm
	Bouteille à large ouverture en PTFE	50ml	50mm	92mm
100ml		52mm	103mm	35mm
150ml		54 mm	106mm	35mm
250ml		68mm	114mm	40 mm
500ml		81mm	149mm	40mm
Flacon de réactif PTFE à fond plat et bouchon à vis	1000ml	100mm	192mm	48mm
	2000ml	144mm	220mm	63mm
	5ml	16mm	55mm	*
	10ml	16 mm	108mm	*
	20ml	22mm	106mm	*
	30ml	25 mm	124mm	*

50ml	30mm * 50ml	125mm	*
100ml	39 mm	139mm	*