

# Cuillère D'échantillonnage/Cuillère À Solution/Cuillère À Échantillon/Cuillère À Poudre Sèche En Ptfé

Numéro d'article: PTFE-22



## Introduction

La cuillère d'échantillonnage en PTFE, également appelée cuillère à solution ou cuillère à échantillon, est un outil essentiel pour introduire avec précision des échantillons de poudre sèche dans divers processus analytiques. Fabriquées en PTFE, ces cuillères offrent une excellente stabilité chimique, une résistance à la corrosion et des propriétés antiadhésives, ce qui les rend idéales pour manipuler des substances délicates et réactives en laboratoire.

[En savoir plus](#)

Modèle	Tête carrée/ronde	Capacité	Longueur de la tête de la cuillère	Largeur de la tête de la cuillère	Longueur totale	Diamètre du manche de la cuillère
Manche court Cuillère en PTFE	ronde	3ml	40 mm	22,3 mm	97.5mm	*
Cuillère PTFE à manche court	ronde	5ml	54mm	31 mm	134,2 mm	*
Cuillère PTFE à manche court	ronde	10ml	70mm	39,7 mm	169mm	*
Cuillère à poudre PTFE	carrée	3ml	39mm	16 mm	197mm	*
Cuillère à poudre PTFE	carrée	5ml	50mm	26 mm	196mm	*
Cuillère à poudre PTFE	carrée	10ml	50mm	27 mm	196mm	*
Cuillère à poudre PTFE	carrée	15ml	50mm	33mm	197mm	*
Cuillère à poudre PTFE	ronde	3ml	38mm	22,6 mm	110mm	*
Cuillère à poudre PTFE	ronde	5ml	42mm	27 mm	195 mm	*
Cuillère à poudre PTFE	ronde	10ml	50mm	30 mm	150mm	*
Cuillère à poudre PTFE	ronde	15ml	67mm	67mm	198mm	*
Cuillère à solution PTFE	*	3ml	28mm	23 mm	180mm	*
Cuillère à solution PTFE	*	5ml	29mm	25.5mm	180mm	*
Cuillère à solution PTFE	*	10ml	33mm	31mm	235mm	*
Cuillère à solution PTFE	*	30ml	53 mm	37 mm	300 mm	8mm
Cuillère à solution PTFE	*	50ml	59mm	45 mm	300 mm	12mm
Cuillère à solution PTFE	*	100ml	71mm	54 mm	350 mm	12mm
Cuillère à solution PTFE	*	250ml	94mm	66mm	400 mm	12mm

Cuillère à solution PTFE	*	500ml	127mm	79mm	450mm	12mm
Cuillère à solution PTFE	*	1000ml	150mm	98mm	500 mm	14mm

D'autres modèles peuvent être personnalisés...