

Bouteille Triangulaire En Ptfе/Bouteille Triangulaire Avec Couvercle/Flacon Conique/Conservateur

Numéro d'article: PTFE-31



Introduction

Le flacon triangulaire en PTFE, également connu sous le nom de flacon de réactif en téflon, est une alternative robuste et résistante aux produits chimiques par rapport aux flacons en verre traditionnels, convenant à la manipulation d'acides et de bases. Ces bouteilles sont incassables, légères et dotées d'un bouchon à vis étanche, ce qui les rend idéales pour une utilisation en laboratoire.

[En savoir plus](#)

Modèle	Hauteur avec couvercle (mm)	Diamètre du fond de la bouteille (mm)	Diamètre intérieur (mm)
25ml	88	40	27
50ml	100	50	27
100ml	105	59	27
250ml	150	74	37
500ml	174	105	37
1000ml	220	136	37