

Stérilisateur À Vapeur De Bureau Sous Vide Pulsé

Numéro d'article: KT-B01



Introduction

Le stérilisateur à vapeur de bureau sous vide pulsé est un appareil compact et fiable utilisé pour la stérilisation rapide d'articles médicaux, pharmaceutiques et de recherche.

[En savoir plus](#)

Modèle	KT-XD12DV	KT-XD20DV	KT-XD24DV
Volume de la chambre de stérilisation	12L ϕ 200×370mm	18L ϕ 250×360mm	24L ϕ 250×470mm
Stress au travail fixe	0.22Mpa		
Température de travail nominale	134°C		
Sélection de la température de stérilisation	105-134°C		
Plage de sélection du temps de synchronisation	0-99min		
Uniformité de la chaleur de la salle de stérilisation	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$		
Tension d'alimentation/d'alimentation	AC220V.50Hz/1.8KW	AC220V.50Hz/2KW	AC220V.50Hz/2KW
Dimensions hors tout (mm)	560×470×400	560×470×400	675×470×400
Taille de l'emballage (mm)	655 × 560 × 495	655 × 560 × 495	765×560×495
Poids brut poids net	48/43Kg	52/47Kg	58/53Kg
Modèle	KT-35DV	KT-50DV	
Volume de la chambre de stérilisation	35L ϕ 300×500mm	50L ϕ 340×550mm	
Stress au travail fixe	0.22Mpa		
Température de travail nominale	134°C		
Sélection de la température de stérilisation	105-134°C		
Plage de sélection du temps de synchronisation	0-99min		
Uniformité de la chaleur de la salle de stérilisation	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$		
Tension d'alimentation/d'alimentation	AC220V.50Hz/2.7KW		
Dimensions hors tout (mm)	550×850×500	600×850×560	
Taille de l'emballage (mm)	690 × 860 × 700	690×900×700	
Poids brut poids net	113/107Kg	125/110Kg	