


Machine Électrique De Comprimé De Poudre De Laboratoire De Presse De Comprimé De Poinçon Simple

Numéro d'article: TPM-03



Introduction

La machine à comprimés électrique à simple poinçonnage est une machine à comprimés de laboratoire qui convient aux laboratoires d'entreprise des industries pharmaceutiques, chimiques, alimentaires, métallurgiques et autres.

[En savoir plus](#)

Pression de poinçonnage réglable	50KN
Diamètre de la tablette réglable	5mm - 25mm
Épaisseur du comprimé réglable	0,5-8 mm
Profondeur de remplissage	20mm
Capacité de production	3600 pièces/heure
Puissance du moteur	1,5 kW
Emballage en boîte en bois Dimensions	580*500*830mm
Poids avec caisse extérieure en bois	150 kg (y compris l'emballage en boîte en bois sans fumigation pour l'exportation)